



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 октября 2024 года № РЗН 2024/23844

На медицинское изделие

Отоскоп диагностический STERN по ТУ 26.60.12-007-52746973-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Стерн"

(ООО "Стерн"), Россия,

107497, Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. IV, к. 16, офис 67

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Стерн"

(ООО "Стерн"), Россия,

107497, Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. IV, к. 16, офис 67

Место производства медицинского изделия

ООО "Стерн", Россия, 117342, Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 1, эт. I

ком. 3, 4, 5

Номер регистрационного досье № РД-63780/55325 от 30.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 22 октября 2024 года № 6054

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079482

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 октября 2024 года № РЗН 2024/23844

Лист 1

На медицинское изделие

Отоскоп диагностический STERN по ТУ 26.60.12-007-52746973-2024,
в вариантах исполнения:

1. Отоскоп диагностический STERN Otoview, в вариантах исполнения:

1. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет синий, вариант исполнения:
лампочный, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.01.01.01.00.01 - 1 шт.
- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа галогеновая (запасная), арт. 4920.10.00.03.03.00.00 - 1 шт.

2. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет синий, вариант исполнения:
фиброоптический, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.02.01.01.00.01 - 1 шт.
- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа светодиодная (запасная), арт. 4920.10.00.03.02.00.00 - 1 шт.

3. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет розовый, вариант исполнения:
лампочный, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.01.01.01.00.02 - 1 шт.
- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа галогеновая (запасная), арт. 4920.10.00.03.03.00.00 - 1 шт.

4. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет розовый, вариант исполнения:
фиброоптический, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.02.01.01.00.02 - 1 шт.
- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа светодиодная (запасная), арт. 4920.10.00.03.02.00.00 - 1 шт.

5. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет черный, вариант исполнения:
лампочный, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.01.01.01.00.03 - 1 шт.
- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0149868

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 октября 2024 года № РЗН 2024/23844

Лист 2

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа галогеновая (запасная), арт. 4920.10.00.03.03.00.00 - 1 шт.

6. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет черный, вариант исполнения: фиброоптический, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.02.01.01.00.03 - 1 шт.

- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа светодиодная (запасная), арт. 4920.10.00.03.02.00.00 - 1 шт.

7. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет зеленый, вариант исполнения: лампочный, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.01.01.01.00.04 - 1 шт.

- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа галогеновая (запасная), арт. 4920.10.00.03.03.00.00 - 1 шт.

8. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет зеленый, вариант исполнения: фиброоптический, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.02.01.01.00.04 - 1 шт.

- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа светодиодная (запасная), арт. 4920.10.00.03.02.00.00 - 1 шт.

9. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет белый, вариант исполнения: лампочный, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.01.01.01.00.05 - 1 шт.

- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа галогеновая (запасная), арт. 4920.10.00.03.03.00.00 - 1 шт.

10. Отоскоп диагностический STERN Otoview, цвет белый, вариант исполнения: фиброоптический, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.02.01.01.00.05 - 1 шт.

- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0149865

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 октября 2024 года № РЗН 2024/23844

Лист 3

Принадлежности:

- Лампа светодиодная (запасная), арт. 4920.10.00.03.02.00.00 - 1 шт.

II. Отоскоп диагностический STERN Otoview Pro, в вариантах исполнения:

1. Отоскоп диагностический STERN Otoview Pro, вариант исполнения:

фиброоптический, в составе:

- Отоскоп диагностический, арт. 4920.10.03.01.01.00.00 - 1 шт.

- Одноразовые ушные воронки, арт. 4920.10.00.03.01.00.00 - 10 шт.

- USB-провод, арт. 4920.10.00.03.04.00.00 - 1 шт.

- Док-станция STERN BASE, арт. 4920.10.00.03.05.00.00 - 1 шт. (при необходимости).

- Блок питания, арт. 4920.10.00.03.06.00.00 - 1 шт.

- Батарея LI ION 3400 mAh, заряжаемая через док-станцию, арт. 4920.10.00.03.07.00.00 - 1 шт. (при необходимости).

- Батарея LI ION 3400 mAh, заряжаемая с помощью зарядного устройства, арт. 4920.10.00.03.08.00.00 - 1 шт. (при необходимости).

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Лампа светодиодная (запасная), арт. 4920.10.00.03.04.00.00 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0149866