



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 марта 2025 года № ФСР 2008/02643

На медицинское изделие

Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДн-01 "ПРА" по ТУ 9441-011-12191956-98

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия,
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Производитель

Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия,
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Место производства медицинского изделия

АО "ГРПЗ", Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Номер регистрационного досье № РД-64721/64806 от 07.10.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 марта 2025 года № 1380
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0083186

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 марта 2025 года

№ ФСР 2008/02643

Лист 1

На медицинское изделие

**Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» по ТУ 9441-011-12191956-98, варианты исполнения:**

I. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» по БИРМ. 941329.003, в составе:

1. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» - 1 шт.:

- колпак БИРМ.713131.001 - 3 шт.

- датчик давления БИРМ.404711.005 - 1 шт.

- литиевая батарея CR 2032, 3В емкостью не менее 200 мАч - 1 шт.

- футляр БИРМ.323366.015-01 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ1 - 1 шт.

4. Памятка по обращению БИРМ.941329.003Д12 - 1 шт.

5. Методика проверки БИРМ.941329.003МП - 1 шт.

6. Отвертка БИРМ.296444.001 - 1 шт.

II. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» по БИРМ. 941329.003-01, в составе:

1. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный
ТГДц-01 «ПРА» - 1 шт.:

- колпак БИРМ.713131.001 - 3 шт.

- датчик давления БИРМ.404711.005 - 1 шт.

- литиевая батарея CR 2032, 3В емкостью не менее 200 мАч - 1 шт.

- футляр БИРМ.323366.015-04 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации БИРМ.941329.003РЭ1 - 1 шт.

4. Памятка по обращению БИРМ.941329.003Д12 - 1 шт.

5. Методика проверки БИРМ.941329.003МП - 1 шт.

6. Отвертка БИРМ.296444.001 - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0158656